

AED収納BOX



N6
幅470
高500
奥180
重量 8kg

ウォール型



N2
幅450
高500
奥180
重量 8.3kg

ウォール型

※ 取っ手付アクリル仕様



CN1
幅370
高400
奥180
重量 4kg

ウォール型

※ブザー無もあります。
(型式: CN1)



CN3
幅400
高740
奥230
重量 23kg

屋外防水
ウォール型

保護特性 IP54 取得

壁固定用アンカーボルト穴付
LED 照明・ブザー・表示灯付
AC100V 供給

【オプション】
日除けカバー・寒冷地用ヒーター



S5
幅470
高1530
奥180

ベース幅 470 / 奥 500
重量 31kg
レベル調整用アジャスター付
スタンド固定用アンカーボルト穴付
上下ボックス欄付

BOXスタンド型



CS51
幅370
高1370
奥180

ベース幅 470 / 奥 500
重量 27kg
レベル調整用アジャスター付
スタンド固定用アンカーボルト穴付
下ボックス欄付

パイプスタンド型



S4
幅470
高1300
奥180

パイプ幅 470 / 奥 515
重量 13kg
レベル調整用アジャスター付
スタンド固定用アンカーボルト穴付
上ボックス欄付



CS41
幅370
高1300
奥180

パイプ幅 370 / 奥 515
重量 8kg
レベル調整用アジャスター付
スタンド固定用アンカーボルト穴付



CS3
幅400
高1570
奥230

架台サイズ幅 300 / 奥 300
重量 33kg
スタンド固定用アンカーボルト穴付
LED 照明・ブザー・表示灯付
AC100V 供給

屋外防水
スタンド型

保護特性 IP54 取得

【オプション】
日除けカバー・寒冷地用ヒーター

※ その他オプション

- ・フラッシュライト
(単3アルカリ乾電池8個使用)
- ・鍵付取っ手
(N2/防水型 以外の機種)
- ・ブザー (90dB)

※ その他

- ・埋め込み型製作可能
- ・屋外防水型は電池式製作可能
(ブザー機能のみとなります)