

# AED収納BOX



**N6**  
幅470  
高500  
奥180  
重量 8kg

ウォール型



**N2**  
幅450  
高500  
奥180  
重量 8.3kg

ウォール型

※ 取っ手付アクリル仕様



**CN1**  
幅370  
高400  
奥180  
重量 4kg

ウォール型

※ブザー無もあります。  
(型式: CN1)



**CN3**  
幅400  
高740  
奥230  
重量 23kg

屋外防水  
ウォール型

保護特性 IP54 取得

壁固定用アンカーボルト穴付  
LED 照明・ブザー・表示灯付  
AC100V 供給

【オプション】  
日除けカバー・寒冷地用ヒーター



**S5**  
幅470  
高1530  
奥180

ベース幅 470 / 奥 500  
重量 31kg  
レベル調整用アジャスター付  
スタンド固定用アンカーボルト穴付  
上下ボックス欄付

BOXスタンド型



**CS51**  
幅370  
高1370  
奥180

ベース幅 470 / 奥 500  
重量 27kg  
レベル調整用アジャスター付  
スタンド固定用アンカーボルト穴付  
下ボックス欄付

パイプスタンド型



**S4**  
幅470  
高1300  
奥180

パイプ幅 470 / 奥 515  
重量 13kg  
レベル調整用アジャスター付  
スタンド固定用アンカーボルト穴付  
上ボックス欄付



**CS41**  
幅370  
高1300  
奥180

パイプ幅 370 / 奥 515  
重量 8kg  
レベル調整用アジャスター付  
スタンド固定用アンカーボルト穴付



**CS3**  
幅400  
高1570  
奥230

架台サイズ幅 300 / 奥 300  
重量 33kg  
スタンド固定用アンカーボルト穴付  
LED 照明・ブザー・表示灯付  
AC100V 供給

屋外防水  
スタンド型

保護特性 IP54 取得

【オプション】  
日除けカバー・寒冷地用ヒーター

※ その他オプション

- ・フラッシュライト  
(単3アルカリ乾電池8個使用)
- ・鍵付取っ手  
(N2/防水型 以外の機種)
- ・ブザー (90dB)

※ その他

- ・埋め込み型製作可能
- ・屋外防水型は電池式製作可能  
(ブザー機能のみとなります)